

**TABLE DE CODAGE MARQUEURS TUMORAUX - décembre 2015**  
**Réactifs**  
(liste non exhaustive)

distributeur	REACTIFS	référence	CodeTechnique
<b>AFP</b>			
ABBOTT Diagnostic	Architect AFP	3P36	RJ
BECKMAN COULTER	AFP IRMA	IM1441	BO
	Access AFP	33210	QE
BIOMERIEUX	Vidas AFP	30413	DB
Cisbio Bioassays	ELSA2-AFP et OCFA07-AFP (RIA-gnost)	ELSA2-AFP et OCFA07-AFP	BN
DIASORIN S.A.	Liaison AFP	314 471	S8
ORTHO Clin. Diag.	Vitros ECI AFP	1 925 551	P5
ROCHE Diagnostics	Cobas AFP	4 481 798 190	RD
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	ADVIA AFP	03974780/ 03305838	SI
	Dimension Vista AFP	K6454AFP	SQ
	Immulite AFP	6601234/ 6605051/ 6605094	SA
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor AFP	816 075	KN
TOSOH BIOSCIENCE	ST AIA-Pack AFP	25252	DL
<b>CA15-3</b>			
ABBOTT Diagnostic	Architect CA15-3	2K44	RJ
BECKMAN COULTER	MUC-1(CA15-3) IRMA	IM2397	BO
	Access BR monitor (CA15-3)	37210	QE
BIOMERIEUX	Vidas CA15-3	30429	DB
Cisbio Bioassays	ELSA-CA15-3	ELSA-CA15-3	BN
DIASORIN S.A.	Liaison CA15-3	314 301	S8
ORTHO Clin. Diag.	Vitros ECI CA15-3	6 800 039	P5
ROCHE Diagnostics	Cobas CA 15-3 II	11 776 193 122	RD
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	ADVIA CA15-3	08126338/ 00128609	SI
	Dimension Vista CA15-3	K6456CA15-3	SQ
	Immulite BR-MA (CA15-3)	6601358/ 6605213	SA
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor CA15-3	808 075	KN
TOSOH BIOSCIENCE	ST AIA-Pack 27-29 (CA15-3)	25202	DL
<b>CA19-9</b>			
ABBOTT Diagnostic	Architect CA19-9XR	2K91	RJ
BECKMAN COULTER	CA19-9 IRMA	IM3151	BO
	Access GI monitor (CA19-9)	387687	QE
BIOMERIEUX	Vidas CA19-9 TM	30427	DB
Cisbio Bioassays	ELSA-CA19-9	ELSA-CA19-9	BN
DIASORIN S.A.	Liaison CA19-9 TM	314 171	S8
ORTHO Clin. Diag.	Vitros ECI CA19-9	6 800 040	P5
ROCHE Diagnostics	Cobas CA 19-9	11 776 193 122	RD
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	ADVIA CA19-9	10491379/ 10491244	SI
	Dimension Vista CA19-9	K6457 CA19-9	SQ
	Immulite GI-MA (CA19-9)	6602141/ 6606090	SA
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor CA19-9	807 100	KN
TOSOH BIOSCIENCE	ST AIA-Pack SLa (CA19-9)	25285	DL

**CA125**

ABBOTT Diagnostic	Architect CA125	2K45	RJ
BECKMAN COULTER	CA125-IRMA	IM2233	BO
	Access OV monitor (CA125)	386 357	QE
BIOMERIEUX	Vidas CA125 II TM	30426	DB
Cisbio Bioassays	ELSA-CA125	ELSA-CA125	BN
DIASORIN S.A.	Liaison CA125 II TM	314 211	S8
ORTHO Clin. Diag.	Vitros ECI CA125	6 800 040	P5
ROCHE Diagnostics	Cobas CA 125	11 776 223 190	RD
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	ADVIA CA125	09427226/ 01678114	SI
	Dimension Vista CA125	K6455 CA125	SQ
	Immulite OM-MA (CA125)	6602915/ 6606783	SA
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor CA125 II	805 075	KN
TOSOH BIOSCIENCE	ST AIA-Pack OVCA (CA125)	25289	DL

**Thyroglobuline**

BECKMAN COULTER	Thyroglobuline - IRMA	A85726	BO
	Access thyroglobuline	33860	QE
BIOADVANCE/EUROIMMUN	THYROGLOBULINE (DRG) ELISA	EIA 3377	6B
Cisbio Bioassays	THYROGLOBULINE IRMA	THYRO	BN
DIASORIN S.A.	Thyroglobuline Liaison	311861	S8
ROCHE Diagnostics	Cobas Thyroglobuline II Hs	6445896190	RD
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	Immulite Thyroglobuline	6607682 /6603725	SA
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor hThyroglobuline	833.075	KN
	Kryptor hThyroglobuline sensitive	932.075	KP
	BRAHMS Tg Plus RIA	110.1	AS
TOSOH BIOSCIENCE	ST AIA-Pack Thyroglobuline	25227	DL

**TABLE DE CODAGE HORMONOLOGIE - MARQUEURS TUMORAUX - décembre  
PRINCIPAUX AUTOMATES**

distributeur	Automates	Code
ABBOTT Diagnostic	Architect i1000 / i2000	U4Y
BECKMAN COULTER	Access / Access 2	ULA
	Lxi 725	DCM
	UniCel DxI 800	UCD
	UniCel Dx C 600i	DCP
BIOMERIEUX	Vidas	UGV
	Vidas 3	UGT
	Mini Vidas	UGW
DIASORIN S.A.	Liaison XL	UKV
	Liaison	UKW
ORTHO Clin. Diag.	Vitros ECI	U4V
	Vitros 3600	U4W
	Vitros 5600	FKI
PERKIN ELMER Inst	DELFLIA Xpress	U4A
	AutoDELFLIA	U4D
ROCHE Diagnostics	Elecsys 1010	UWF
	Elecsys 2010	UWG
	Modular E (170)/EE	UWH
	Cobas 4000 e411	UWL
	Cobas 6000 e601	UWR
	Cobas 8000 e602	UWT
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	ADVIA Centaur / XP / XPT	U4S
	ADVIA Centaur CP	U4E
	Dimension ARx/XL/RxL	DFG
	Dimension Xpand	DFI
	Dimension RxL HM (Heterogeneous Module)	DFH
	Dimension Vista	DFJ
	Dimension ExL	DFK
	Immulite / Immulite 1000	U4L
	Immulite 2000 / Immulite 2000XPi	U4R
	Immulite 2500	U4P
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor/ Kryptor Compact	UCM
TOSOH BIOSCIENCE	AIA-600	UEB
	AIA-21 / AIA-600-II	UEC
	AIA 360	UEN
	AIA 1800	UEP
	AIA 2000	UER
	AIA 900	UET