

TABLES DE CODAGE IMMUNOPATHOLOGIE 15ATI1 (au 05/11/15)

Liste non exhaustive : en cas d'absence de code correspondant, indiquez en clair les informations sur le réactif utilisé (distributeur, dénomination, référence), ou le nom de l'automate et celui de son distributeur. Si possible, joindre la fiche technique (notice) du réactif.

(1) Réactifs Anticorps anti-transglutaminase IgA

ID136	ALL.DIAG Immunoquick Celiac IgA
EZ031	BIO-RAD Anti-tissus Transglutaminase (tTg) Assays
CF132	BIORAD BioPlex 2200 Celiac IgA
CL036	DIASORIN Liaison tTg IgA
EZ037	EUROBIO eu-tTg IgA Eurospital
EZ030	EUROIMMUN ELISA Anti-transglutaminase tissulaire (IgA)
ID117	IMTEC/Servibio-Gastro-LIA
EZ040	INGEN Immulisa Celiac tTg IgA
EZ043	INGEN Aeskulisa Celicheck tTg GA nouvelle génération
EZ042	INGEN Aeskulisa Celicheck tTg IgA nouvelle génération
EZ044	INOVA QUANTA Lite h-tTG IgA
EZ045	INOVA QUANTA Lite h-tTG IgA bull pack
EZ046	INOVA QUANTA Lite R h-tTG IgA
EZ047	INOVA QUANTA Lite R h-tTG IgA bull pack
CL048	INOVA QUANTA Flash tTG IgA
EZ137	MENARINI tTG IgA (37795)
EZ049	MENARINI ZENIT tTG IgA (Ag hum. Recomb.) screen
EZ050	MENARINI ZENIT tTG IgA (Ag de cobaye)
EZ051	ORGENTEC Anti-Tissue transglutaminase IgA
ID130	ORGENTEC GASTRO-5-LINE
ID032	THERADIAG CELIAC DOT
EZ035	THERADIAG Chorus tTg IgA
EZ034	THERADIAG ELISIS tTg IgA
CF033	THERADIAG FIDIS CELIAC DPG IgA
EZ052	THERMOFISCHER EliA Celikey IgA
EZ053	THERMOFISCHER Varelisa Celikey IgA

(2) Réactifs Anticorps anti-transglutaminase IgG

EZ055	BIO-RAD Anti-tissus Transglutaminase (tTg) Assays
CF134	BIORAD BioPlex 2200 Celiac IgG
EZ060	EUROBIO eu-tTg IgG Eurospital
EZ054	EUROIMMUN ELISA Anti-transglutaminase tissulaire (IgG)
ID118	IMTEC/Servibio-Gastro-LIA
EZ066	INGEN Aeskulisa Celicheck tTg GA nouvelle génération
EZ065	INGEN Aeskulisa Celicheck tTg IgG nouvelle génération
EZ063	INGEN Immulisa Celiac tTg IgG
EZ067	INOVA QUANTA Lite h-tTG IgG
EZ068	INOVA QUANTA Lite h-tTG IgG bull pack
EZ069	INOVA QUANTA Lite R h-tTG IgG
EZ070	INOVA QUANTA Lite R h-tTG IgG bull pack
CL071	INOVA QUANTA Flash tTG IgG
EZ138	MENARINI tTG IgG (37796)
EZ072	MENARINI ZENIT tTG IgG (Ag hum. Recomb.) screen
EZ073	ORGENTEC Anti-Tissue transglutaminase IgG
ID131	ORGENTEC GASTRO-5-LINE
ID056	THERADIAG CELIAC DOT IgG
EZ059	THERADIAG Chorus tTg IgG
EZ058	THERADIAG ELISIS tTg IgG
CF057	THERADIAG FIDIS CELIAC DPG IgG
EZ074	THERMOFISCHER EliA Celikey IgG
EZ075	THERMOFISCHER Varelisa Celikey IgG

(3) Réactifs Anticorps anti-endomysium IgA	
IF125	BIO-RAD Kallestad Monkey Endomysium (réf 29003, 29060)
IF103	EUROBIO Immunoconcept Endomysium IgA
IF100	EUROIMMUN Endomysium, reticuline i. grêle de singe
IF098	EUROIMMUN Endomysium, reticuline Œsophage de singe
IF099	EUROIMMUN Endomysium, reticuline Œsophage de singe / Gliadine
IF104	INGEN Aeskulides EMA IgA
IF106	INGEN ImmuGlo EMA œsophage distal de primate (IgA)
IF108	INOVA NOVA Lite monkey oesophagus IFA
IF110	MENARINI ZENIT EMA Endomysium (muscle lisse de primate)
IF109	MENARINI ZENIT EMA Endomysium (primate distal oesophagus)
IF126	ORGENTEC/Biosystem Anti Endomysium, œsophage de singe (coffret:réf 44548, 44715)
IF127	ORGENTEC/Biosystem Anti Endomysium, œsophage de singe (lames : 44557, 44710)
IF102	THERADIAG Œsophage de singe

(4) Réactifs Anticorps anti-endomysium IgG	
IF901	EUROBIO Immunoconcept Endomysium IgG
IF902	EUROIMMUN Endomysium, reticuline Œsophage de singe
IF903	INGEN Aeskulides EMA IgG
IF904	INGEN ImmuGlo EMA œsophage de primate (IgG)
IF905	INOVA NOVA Lite monkey oesophagus IFA
IF906	MENARINI ZENIT EMA Endomysium (muscle lisse de primate)