

16GPV1

Expédition - Clôture

Michèle NOEL (ANSM) / Monique LEBAN (Paris)

16/11/2016 – 12/12/2016

Valeurs cibles toutes techniques


hGH (mUI/L)

Nature des échantillons envoyés lors de l'opération 16GPV1 :

GH208 - GH209 : pools de sérums natifs non surchargés.

Echantillon	Nombre de résultats	Médiane (mUI/L)	Interquartile (mUI/L)
GH208	73	2,8	2,5 – 3,4
GH209	73	22,2	20,4 – 25,2

Histogramme des résultats toutes techniques



IGF-I (ng/L)

Nature des échantillons envoyés lors de l'opération 16GPV1

IGF161 et IGF162 : pools de sérums natifs non surchargés.

Echantillon	Nombre de résultats	Médiane toutes techniques (ng/mL)	Interquartile (ng/mL)
IGF161	52	67,8	63,4 – 86,8
IGF162	52	354,5	306,6 – 392,1

Histogramme des résultats toutes techniques

