

## TABLE DE CODAGE Harmonologie - novembre 2016

(liste non exhaustive)

### PRINCIPAUX AUTOMATES

ABBOTT Diagnostic	Architect i1000 / i2000	U4Y
BECKMAN COULTER	Access / Access 2	ULA
	Lxi 725	DCM
	UniCel Dxl 800	UCD
	UniCel DxC 600i	DCP
BIOMERIEUX	Vidas	UGV
	Vidas 3	UGT
	Mini Vidas	UGW
THERMO FISHER (BRAHMS France)	Kryptor/ Kryptor Compact	UCM
DIASORIN S.A.	Liaison XL	UKV
	Liaison	UKW
ORTHO Clin. Diag.	Vitros ECI	U4V
	Vitros 3600	U4W
	Vitros 5600	FKI
PERKIN ELMER Inst	DELFLIA Xpress	U4A
	AutoDELFLIA	U4D
ROCHE Diagnostics	Elecsys 2010	UWG
	Modular E (170)/EE	UWH
	Cobas 4000 e411	UWL
	Cobas 6000 e601	UWR
	Cobas 8000 e602	UWT
	Cobas 8000 e801	UWS
SIEMENS MED. SOL. DIAG.	ADVIA Centaur / ADVIA Centaur XP / ADVIA Centaur XPT	U4S
	ADVIA Centaur CP	U4E
	Dimension ARx/XL/RxL	DFG
	Dimension Xpand	DFI
	Dimension RxL HM (Heterogeneous Module)	DFH
	Dimension Vista	DFJ
	Dimension ExL	DFK
	Immulite / Immulite 1000	U4L
	Immulite 2000 / Immulite 2000XPi	U4R
	Immulite 2500	U4P
TOSOH BIOSCIENCE	AIA-600	UEB
	AIA-21 / AIA-600-II	UEC
	AIA 360	UEN
	AIA 1800	UEP
	AIA 2000	UER
	AIA-900	UET
<b>Tout lecteur de plaque</b>		ZPX
<b>Tout compteur gamma pour dosage radioimmunologique</b>		5CX
<b>Autres</b>		XXX

## TABLE DE CODAGE HORMONOLOGIE - novembre 2016 (liste non exhaustive)

distributeur	Réactifs	reference	codeTechnique
<b>TSH</b>			
ABBOTT Diagnostic	Architect TSH	7K62	RJ
BECKMAN COULTER	Access hypersensitive hTSH (3rd IS)	B63284	QE
BIOMERIEUX	Vidas TSH 2eG	30400	DB
	Vidas TSH 3eG	30441	EB
CISBIO	RIA gnost TSH	OCPL07-TSH	CN
DIASORIN S.A.	Liaison TSH	311211	S8
EUROIMMUN France (Bioadvance)	Elisa TSH	EIA 1782	MB
ORTHO Clin. Diag.	Vitros TSH	1912997	P5
PERKIN ELMER	Delfia /AutoDelfia hTSH	A 042-201 / B042-201	KC
ROCHE Diagnostics	Cobas/ Elecsys TSH	11731459122 / 07028091190	RD
SIEMENS M. S. D.	ADVIA Centaur TSH 2eG	04911359 / 08700387	SI
	ADVIA Centaur TSH 3-Ultra (TSH3-UL)	06491072 / 06491080	RI
	Immulite/ Im. 2000/2000 Xpi TSH 3eG / Rapid TSH	6603644 / 6607550/ 6607259/ 6607275/ 660342	SB
	Dimension RXL Xpand TSH	RF412	NA
	Dimension Vista / Dimension EXL LOCI-TSH	K6412 / RF612	SQ
TOSOH BIOSCIENCE	AIA TSH 3eG	25294	EL
<b>T4 Libre</b>			
ABBOTT Diagnostic	Architect T4L	7K65	RJ
BECKMAN COULTER	Access T4L	33 880	QE
BIOMERIEUX	Vidas T4L	30459	DB
CISBIO	RIA gnost FT4	OCFDO3-FT4	BN
DIASORIN S.A.	Liason T4L	311611	S8
ORTHO Clin. Diag.	Vitros T4L	1387000	P5
PERKIN ELMER	Delfia / AutoDelfia FT4	A061-201 / B061-201	KC
ROCHE Diagnostics	Cobas / Elecsys T4L II	6437281190 /07027397190	RD
SIEMENS M. S.D.	ADVIA Centaur T4L	06490092 /06490106	SI
	Immulite/ Im. 2000/ 2000 Xpi T4L	6601978 / 6605906 - 6605914	SA
	Dimension RXL Xpand T4L	RF410	NA
	Dimension Vista / Dimension EXL LOCI-T4L	K6410 / RF610	SQ
TOSOH BIOSCIENCE	AIA T4L	25268	DL

.../...